



25mm接続管付吸引アダプター (製品番号: CS-BE 600PE104)

製品詳細

「25mm接続管付吸引アダプター」は、密閉空間や遠隔空間からのリモートサンプリング用ホースアタッチメントとして設計されたもので、コリオリスμに適合します。

内径: 25mm

外径: 30mm

全長: 170mm

重量: 190g

121°Cで15分間 オートクレーブ可能



「25mm接続管付吸引アダプター」を接続したコリオリスμ




右: 25mm 接続管付吸引アダプター
左: 吸引アダプター

使用方法

「25mm接続管付吸引アダプター」は、主に次の用途でコリオリスμの操作性を高めます:

- 微生物分析用の密閉ボックスのパーズ(右の写真例参照)
- 動液試験チャンバーからのエアサンプリング

本付属品はエアロバイオロジー研究や家畜伝染性疾患研究専用です。



コリオリスエアサンプラーを HEPA フィルター付きサンプリングチャンバー(50x50x20cm) に直接接続。
参照: Choukri F. ニューモシスチス症実験中のニューモシスチスカリニ菌の空中拡散ダイナミクス. J Infect Dis. 2011;203(9): 1333-6

免責事項

ベルタンテクノロジー社は本紙に記載されている内容を超えたいかなる保証も行いません。ここでは特定の目的に対する商品適格性や適合性について、保証対象とは致しません。

本測定器をご使用になるお客様には、その使用目的に沿った製品適合性を満たすため、弊社製品の検査・テストを実施する責任があります。また お客様の責任において、弊社製品を適正・安全・合法に使用、処理、また取り扱うようお願い致します。

ベルタンテクノロジー社は、他社製品と組み合わせた使用に於いて、製品の責任を負うものではありません。ここに記載の内容は、いかなる他社製品とも併せて使用されていない時に限って、ベルタン社製品のみにも適用されるものです。